




## MÉRY ujjbegyszűrő készülék - használati útmutató




1. Mossa majd szárítsa meg a kezét! Húzza le az ujjbegyszűrő készülék kupakját.




2. Illessze a kupakot a készülék testének alsó részére.




3. Helyezzen be egy új vérvételi lándzsát ütközésig a lándzsatartóba.




4. Tekerje le a vérvételi lándzsa védőlemezét. A védőlemezt őrizze meg.




5. Távolítsa el a vérvételi lándzsa védőlemezét. A védőlemezt őrizze meg.




6. Helyezze vissza a készülék kupakját a készülék testére.




7. Állítsa be az Önnek megfelelő szűrősmélységet (1-8) az átlátszó kupak elforgatásával.




8. Illessze és nyomja kattanásig a készüléket ujjbegyéhez. A szűrés automatikusan történik.




9. Húzza le az ujjbegyszűrő készülék kupakját.



10. Helyezze a védőlemezt kemény felületre és szűrje bele a használt lándzsát.




11. Távolítsa el a használt lándzsát az ujjbegyszűrő készülékből.




12. Illessze helyére a készülék kupakját. A következő mérésnél kezdje előlről a folyamatot.

**Forgalmazó: Di-Care Zrt.,**  
1119 Budapest, Mérnök utca 12-14.  
Tel.: 06-1-786-7777, Fax: 06-1-786-8888  
E-mail: info@dicare.hu  
www.mery.hu, www.dicare.hu


## MÉRY ujjbegyszűrő készülék - használati útmutató




1. Mossa majd szárítsa meg a kezét! Húzza le az ujjbegyszűrő készülék kupakját.




2. Illessze a kupakot a készülék testének alsó részére.




3. Helyezzen be egy új vérvételi lándzsát ütközésig a lándzsatartóba.




4. Tekerje le a vérvételi lándzsa védőlemezét. A védőlemezt őrizze meg.




5. Távolítsa el a vérvételi lándzsa védőlemezét. A védőlemezt őrizze meg.




6. Helyezze vissza a készülék kupakját a készülék testére.




7. Állítsa be az Önnek megfelelő szűrőmélységet (1-8) az átlászó kupak elforgatásával.




8. Illessze és nyomja kattanásig a készüléket ujjbegyéhez. A szűrés automatikusan történik.




9. Húzza le az ujjbegyszűrő készülék kupakját.



10. Helyezze a védőlemezt kemény felületre és szűrje bele a használt lándzsát.



11. Távolítsa el a használt lándzsát az ujjbegyszűrő készülékből.



12. Illessze helyére a készülék kupakját. A következő mérésnél kezdje előlről a folyamatot.

**Forgalmazó: Di-Care Zrt.,**  
1119 Budapest, Mérnök utca 12-14.  
Tel.: 06-1-786-7777, Fax: 06-1-786-8888  
E-mail: info@dicare.hu  
www.mery.hu, www.dicare.hu